


4. メチレンブルーの酸化と還元

[目的] 酸化還元を例にとり、反応の速度が温度によって変わることを学ぶ。

[解説]

1. 酸化と還元

鉄(Fe)はさびて酸化鉄(Fe_2O_3)になる。エチルアルコール($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$)はお酒の成分であり、体内で酸化されてアセトアルデヒド(CH_3CHO)となり、さらに酸化されて酢酸(CH_3COOH)となる。このように、物質が酸素と結びつく（あるいは化合物から水素原子がはずれる）ことを酸化という。その逆で、酸素原子が取り除かれる（あるいは水素原子が付加する）ことを還元という。ただし、特定の原子に着目した場合、その原子から電子が失われること（例えば $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$ ）を酸化といい、電子を得ること（例えば $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$ ）を還元という。




2. メチレンブルー

結核菌を発見したことで有名な Koch(コッホ)の弟子に、Ehrlich(エールリッヒ)という人がいた。彼はメチレンブルーが生きた細胞によって還元され、無色になることや、結核菌が抗酸化性を示すことなどを見出した。「病原体の細胞だけに結合してそれを殺し、他の細胞には害を与えないような色素ができるないだろうか」という彼の発想が、化学療法の扉を開いた。1908年に「免疫に関する研究」の業績によりエールリッヒはノーベル医学生理学賞を受賞した。

3. グルコース


グルコースはブドウ糖とも呼ばれる。グルコースの分子は通常は6員環の構造をとっているが、水溶液中では環が開いてアルデヒド基(CHO)をもつものも生じる。アルデヒド(R-CHO)は酸化されてカルボン酸(R-COOH)になりやすいので、還元剤として働く。アルカリ条件下にすると、アルデヒドは特に酸化されやすくなる。



(水溶液中では環が開いてまた閉じる変化が頻繁に起こる)

4. ビタミンC

アスコルビン酸には、L形とD形が存在するが、通常は抗壞血病因子（ビタミンC）として知られているL-アスコルビン酸をさす。酸化されてデヒドロアスコルビン酸になり、還元されるとアスコルビン酸にもどる。




L-アスコルビン酸 L-デヒドロアスコルビン酸

[実験]

1. メチレンブルーの酸化還元反応


100 ml ビーカーに約 30 ml の水を入れ、攪拌しながら 2 g のグルコースを少しづつ入れて溶かす。それを 100 ml 丸底フラスコに入れ、3M 水酸化ナトリウム水溶液 (NaOH) 4 ml を加え、続いて 0.05% メチレンブルー水溶液を 1 ml 加えて、フラスコに栓をする。まず、試薬を混ぜるためにフラスコを激しく振ってから、溶液の青い色が消えるまで放置する。このフラスコをまた激しく振ると、無色だった溶液が深い青色になるが、しばらく放置すると再び無色になる。色が消えるのに要する時間（脱色時間）は、振る操作を何回したか（振動回数）に依存する。振動回数を変えて脱色時間をストップウォッチ（あるいは時計）で何回か測定し、グラフを作成する。ただし、各実験の前に、フラスコの栓をあけて、確実に充分な量の酸素が存在するようにしなければならない。



脱色時間は温度にも依存する。そこで振動回数を一定にして、温度を室温から 10°C ずつ段階的に上げたときの脱色時間を測定し、グラフを作成する。ただし温度は 50°C を越えない範囲にする（温度が 50°C 以上になると複雑な酸化反応がおこり、簡単な相関が得られなくなってしまう）。なお、温度変化の実験の際には、ウォーターバススターーラーを用いて、目的の温度の湯浴を準備する。そして、メチレンブルー溶液が入ったフラスコを湯の中に入れてあらかじめ（3 分程度）温め、湯浴からフラスコを取り出して（設定した回数だけ）振動させてから、また湯浴中にもどして脱色に要する時間を測定する。この操作を 2 回くりかえして、その温度における脱色時間の平均値を求める。

2. ヨウ素デンプン反応とビタミンC

試験管に可溶性デンプンを薬さじ（小）ですりきり1杯入れ、水を5ml程度加えてよくかき混ぜて溶解させる。このデンプン水溶液を50ml三角フラスコに移し、水を30mlの目盛まで加えて軽く攪拌する。これにヨウ素液（I₂とKIの混合液であり、局方希ヨードチンキを水で100倍に薄めたもの）を約3ml入れると、デンプン-ヨウ素複合体（アミロースのらせん構造の中心にヨウ素分子I₂やI₃⁻が入り込んだ包接化合物）ができるため、濃青色になる。これにビタミンCを薬さじ（小）の半分くらい（約0.05g）入れ、少し静置してからフラスコ全体を攪拌すると、瞬時に溶液の色が消える。これはヨウ素が還元されてヨウ化物イオンI⁻になるためである。



「課題」

1. メチレンブルーの実験で、グルコースと NaOH はそれぞれどのような役割をしているのか。
 2. メチレンブルーとヨードチンキはどちらも殺菌性がある。これは、それらの物質のどのような性質(酸化と還元に関する)によるのか、考えなさい。