



## ゾウリムシの飼育法

### ■はじめに

ゾウリムシは、薄めた麦茶やウーロン茶でも比較的簡単に飼育することができるが、研究の現場では、稲わら培養液やレタスジュース培養液が用いられる。ここでは、稲わら培養液とレタスジュース培養液による飼育方法を記述する。

### <稲わら培養液による飼育法>

#### ■材料

- ・ゾウリムシ (*Paramecium caudatum*)
- ・稲わら：無農薬のものが望ましい。

#### ■器具

- ・鍋または、ビーカー
- ・培養瓶：三角フラスコなど（コーヒーの空きビンなどでも良い。）

#### ■手順

##### （1）ゾウリムシ培養液の調整法

- ①稲わら5本程度を約8 cm程度に切る。
- ②1000 mlの蒸留水が入った鍋に切ったわらを入れる。
- ③鍋を火にかけて、15分沸騰させる。
- ④完全に冷ます。

##### （2）ゾウリムシの植え継ぎ

- ①約300 mlの容器に冷ました培養液を200 ml入れる<sup>注1</sup>。
- ②ゾウリムシの懸濁液1-2 ml<sup>注2</sup>を、①の培養液に入れる。
- ③蓋<sup>注3</sup>をして、直射日光のあたらない室温で培養する（図1）<sup>注4</sup>。



図1 稲わら培養液による飼育

- ④ゾウリムシを維持する目的ならば、1～3か月に1回の頻度で植え継ぐ。実習などで、大量にゾウリムシが必要な場合には、必要な日の2週間前くらいに植え継ぐとよい。

### ■ポイントとトラブルシューティング

- 注<sup>1</sup>：ゾウリムシの餌となるバクテリアの繁殖のために、稲わらを入れたまま培養液として使用する。
- 注<sup>2</sup>：負の走地性のため、水面近くの培養液に、ゾウリムシが集まっているので、この部分をゾウリムシ懸濁液として植え継ぐ。
- 注<sup>3</sup>：密閉せず、通気性のよい状態を保つため、スポンジや紙で蓋をする。
- 注<sup>4</sup>：増殖最適温度は、26℃といわれているが、維持する目的なら、室温で増殖した後、10℃くらいの低温で維持する。

### <レタスジュース培養液による飼育法>

#### ■材料

- ・ゾウリムシ (*Paramecium caudatum*)
- ・エサ用バクテリア 桿菌 (*Klebsiella pneumoniae*)
- ・レタス：無農薬のものが望ましい。
- ・CaCO<sub>3</sub>
- ・グルコース
- ・アガロース
- ・イーストエキストラクト

#### ■器具

- ・鍋：レタスをゆでる時に使用。
- ・ピンセット、箸：レタスをゆでる時に使用。
- ・濾紙、キムワイプ®
- ・ビニール袋
- ・乳棒・乳鉢：乾燥レタスを粉末にする時に使用。
- ・乾燥剤
- ・培養瓶：三角フラスコなど
- ・三角フラスコ：寒天培地、ゾウリムシ培地作成時に使用。
- ・オートクレーブ
- ・オーブン
- ・滅菌シャーレまたは、栓つき滅菌試験管：バクテリア培養用
- ・白金耳：バクテリア植え継ぎ用

## ■手順

### (1) 乾燥レタス粉末の調整法

- ①レタスの葉は、変色した部分や硬く白い部分は除き、よく洗う。
- ②沸騰水で、30~60秒茹で、すぐに冷水にとり、その後、水気を切る。
- ③水切りした葉は、濾紙の上に1枚ずつ丁寧に広げ、キムワイプ®等で水分をふき取る。
- ④濾紙ごと120℃のオーブンに入れ、焦がさないように完全に乾燥させる。<sup>注5</sup>
- ⑤乾燥した葉は、乾いたビニール袋に入れ、よくもんで粉にする。さらに、乳棒と乳鉢で細かい均一な粉末する。
- ⑥乾燥剤を入れた容器に入れて室温で保存する(図2)。<sup>注6</sup>



図2 乾燥レタス粉末  
保存瓶と粉末

### (2) レタスジュース培養液の調整法

- ①1ℓのフラスコに700~800mlの蒸留水と乾燥レタス粉末0.5gを加え、加熱し、5分沸騰させる。
- ②CaCO<sub>3</sub>少量(耳かき1杯程度)を加え、蒸留水で1リットルにメスアップする。
- ③アルミ箔で蓋をして、オートクレーブ(121℃、15分)で滅菌する(図3右)。

### (3) 桿菌 (*Klebsiella pneumoniae*) の培養法

- ①アガロース20g、グルコース0.16g、イーストエキストラクト4g<sup>注7</sup>を800mlの水に溶かし、121℃15分オートクレーブにかけ、寒天培地を作る。
- ②滅菌したシャーレや試験管に寒天培地を分注し、固める。試験管を使用する場合は、試験管の高さの半分くらいまで寒天培地を注ぎ、寒天が固まる前に、試験管の口のほうをやや高くして、横に倒し、スラントをつくる。
- ③クリーンベンチ内で、*K. pneumoniae*を白金耳で寒天面に塗布し室温で培養する(図3左)<sup>注8、注9</sup>。




図3 レタス培養液(右)と  
*Klebsiella pneumoniae*培養プレート・白金耳(左)

#### (4) ゾウリムシの植え継ぎ

- ①餌バクテリアとして *K. pneumoniae* の培養容器にゾウリムシ培養液を少量加え、バクテリアを洗い流すようにして、バクテリア懸濁液を作る。
- ②レタスジュース培養液に、バクテリア懸濁液とゾウリムシを入れる。
- ③蓋をして、直射日光のあたらない室温で培養する。
- ④ゾウリムシを維持する目的ならば、1～3か月に1回の頻度で植え継ぐ。実習などで、大量にゾウリムシが必要な場合には、必要な日の2週間前くらいに植え継ぐとよい。

#### ■ポイントとトラブルシューティング

注<sup>5</sup> : オープンでの乾燥は、場所によって温度ムラがでるため、5～10分置きに場所を移動させながら、乾燥状態をチェックする。普通10～30分くらいで乾燥する。

注<sup>6</sup> : 温度差があると湿気を帯びやすいので、室温で保存する。

注<sup>7</sup> : *K. pneumoniae* は、最低培地で育つので、グルコースと無機塩類が含まれていればよい。

注<sup>8</sup> : 乾燥に気をつけて、室温で培養し、2～3か月ごとに植え継ぐとよい。

注<sup>9</sup> : *K. pneumoniae* を培養した培地は、オートクレーブにかけ滅菌後、廃棄する。

#### ■参考文献

重中義信 監修 (1988) 原生動物の観察と実験法、共立出版